



Nalm-6 细胞专用培养基说明书

高活性配方，专为 Nalm-6 细胞优化设计

一、产品概述

本产品为 Nalm-6 人 B 淋巴白血病细胞优化的专用培养基 (VGM-0002-0500)，由镇江维根生物技术团队基于细胞特性及文献研究开发，适用于该细胞的体外悬浮培养。本培养基以 RPMI-1640 为基础，添加细胞生长所需的全套营养成分，无需额外再补充血清或其他成分，可直接使用，操作简便，能有效维持细胞高活力及稳定增殖速率。本产品为即用型液体培养基，批次间质量稳定，确保实验的可重复性与稳定性。

二、产品参数

项目	参数
产品形态	液体
产品规格	500 mL/瓶
培养基成分	RPMI-1640 基础培养基 + 10%胎牛血清 (FBS)
支原体检测	阴性
细菌/真菌检测	阴性
内毒素含量	≤3 EU/mL
储存条件	2-8°C避光保存，避免反复冻融
有效期	3 个月 (未开封)
运输条件	冰袋冷藏运输

三、质量控制

- 微生物检测：**通过细菌、真菌及支原体检测，结果均为阴性。
- 细胞生长验证：**经多次测试，Nalm-6 细胞在本培养基中悬浮生长良好，增殖速率稳定。
- STR 鉴定：**配套细胞株已通过 STR 鉴定，确保细胞来源可靠性。





维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

四、储存与运输

- **未开封:** 2~8 °C避光保存, 有效期 6 个月。
- **开封后:** 分装, 4 °C密封保存, 建议 2~3 周内用完。
- **运输条件:** 培养基冰袋低温运输 (2~8°C) 。

五、使用说明

1. 细胞复苏与传代
 - **复苏:** 将冻存细胞迅速解冻后, 离心 (400g, 5min) 去除冻存液, 用本培养基重悬后接种至培养瓶。
 - **传代:** Nalm-6 细胞为悬浮生长, 无需胰酶消化。直接离心收集细胞, 按 1:2 至 1:3 比例分瓶, 补充新鲜培养基。
2. 培养环境
 - **温度:** 37°C
 - **气体条件:** 5% CO₂恒温培养箱 (RPMI-1640 需 CO₂缓冲体系) 。
3. 细胞密度控制
 - **推荐维持密度为** 5×10⁵~1×10⁶ cells/mL, 密度过高易导致细胞活力下降。

六、注意事项

1. **无菌操作:** 请在二级生物安全柜内操作, 所有接触细胞的器皿需灭菌处理。
2. **避免污染:** 开封后使用无菌吸管取液, 避免直接倾倒。
3. **预热使用:** 使用前需 37°C水浴预热 30 分钟, 避免冷应激。
4. **污染处理:** 若培养基出现浑浊或沉淀, 请立即停止使用并联系技术支持。
5. **冻融处理:** 避免冻融。
6. **运输异常:** 如遇漏液等特殊情况下, 请立即拍照留存并联系售后。
7. **悬浮细胞处理:**
 1. 离心时转速不宜过高 (建议 400-500g) , 避免机械损伤。
 2. 定期轻柔混匀培养液, 防止细胞结团。

七、适用范围



www.vigenbio.com

镇江维根生物科技有限公司

创新科技, 精准赋能

为您的细胞研究提供高质量解决方案!



Technical Support



维根生物科技有限公司
Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236
E-mail: 253540644@qq.com

本产品仅供科研使用，不得用于临床诊断、治疗或其他商业用途。



www.vigenbio.com

镇江维根生物科技有限公司
创新科技，精准赋能
为您的细胞研究提供高质量解决方案！



Technical Support