



维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenBR

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

DMEM/F-12 (含 L-谷氨酰胺, 含 HEPES)

一、产品信息

产品编号	产品名称	产品规格
VGM-2015-0500	DMEM/F-12 (含 L-谷氨酰胺, 含 HEPES)	500 mL

二、产品介绍

DMEM/F-12 培养基是将 DMEM 与 Ham' s F-12 培养基以 1:1 比例混合改良而来的。改良得到的 DMEM/F-12 培养基, 营养成分更为丰富, 含有更多种微量元素, 广泛应用于多种哺乳类细胞的培养, 也适用于于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养。DMEM/F-12 还被用作开发无血清培养基的基础培养基。

本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分, 不含蛋白质或生长因子, 需根据细胞种类添加 5-10 % 血清或无血清添加物使用。

运输与保存: 常温运输。4℃避光保存, 有效期 12 个月。

三、使用方法

注意事项:

- 1、收到产品请先检查包装是否完好, 如有破损, 漏液、浑浊等现象请及时联系我们, 培养基冻融后, 可能会有少量絮状物析出, 不影响产品正常使用。
- 2、请仔细阅读产品说明书, 了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息, 若因操作失误, 保存不当而导致产品出现污染等问题的, 责任由客户自行承担。
- 3、本产品仅能用于科研, 培养基中的一些组分对人体有较低的危害性, 如有接触立即用大量清水冲洗即可。



www.vigenbio.com



Technical Support