



维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenBR

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

APC-Anti-Myc tag mAb (Myc 标签单克隆抗体)

Cat No.: VGA-0017-0010


产品信息

产品编号	产品名称	产品规格
VGA-0017-0010	APC-Anti-Myc tag mAb	10 Test (10 μ L)
VGA-0017-0025	APC-Anti-Myc tag mAb	25 Test (25 μ L)

产品介绍

Host:	Rabbit
Antibody Type:	Recombinant mAb
Concentration:	2 mg/mL
Store at:	2 to 8 $^{\circ}$ C

应用示例



取K562-memIL21·Myc-BSD 稳转株细胞 (VGC-0001-024P) 3×10^5 ,

使用APC-Anti-Myc tag抗体 (1 μ L) 染色后进行流式细胞术分析

注意事项

本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。



www.vigenbio.com



Technical Support